



More information on the website
mirror.radwag.com/es/info,w1,30A

Cilíndrico sin cámara de ajuste, juego (1 mg - 2 kg), caja de madera

OK-201-0076



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Datos técnicos

Parámetros metrológicos

Clase OIML F1

Construcción

Material Acero inoxidable

Masa 6 111,11 g

Valor nominal 1 mg – 2 kg

Número 27 pieza

Trabaja con (Additional Fee)

Pinzas

Cepillos