



More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,33F](https://mirror.radwag.com/de/info,w1,33F)

# Prüfgewicht der F2 Klasse - Zylindergewicht mit Ringschraube 500 kg - Holzkoffer



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Technische Daten

Messtechnische Parameter	
OIML-Klasse	F2
Konstruktion	
Material	Edelstahl
Nominalwert	500 kg

## Kompatibel mit

Pinsel