



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,33F](https://mirror.radwag.com/pl/info,w1,33F)

# Wzorzec masy klasy F2 - cylindryczny z oczkiem 500 kg - opakowanie drewniane

OP-301-0034



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Dane techniczne

| Parametry metrologiczne |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Klasa dokładności OIML  | F2              |
| Konstrukcja             |                 |
| Materiał                | Stal nierdzewna |
| Wartość nominalna       | 500 kg          |

## Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pędzle