



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,33F](https://mirror.radwag.com/pl/info,w1,33F)

## Wzorzec masy klasy F2 - cylindryczny z oczkiem 500 kg - opakowanie drewniane



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

### Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Klasa dokładności OIML	F2
Konstrukcja	
Materiał	Stal nierdzewna
Wartość nominalna	500 kg

### Pasuje do

Pędzle