



More information on the website  
[mirror.radwag.com/tr/info,w1,33F](https://mirror.radwag.com/tr/info,w1,33F)

## F2 Kütle Standardı - silindirik ağırlıklar - 500 kg - tahta kutu

OP-301-0034



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Teknik Veriler

#### Metrolojik parametreler

OIML sınıfı F2

#### Konstrüksiyon

Malzeme Paslanmaz çelik

Nominal değer 500 kg

### İle uyumlu (Additional Fee)

Fırçalar