



More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,3BF](http://mirror.radwag.com/de/info,w1,3BF)

# Prüfgewichte der E1 Klasse, Stahldraht, Satz (1 mg - 500 mg), Kunststoff-Etui

OK-502-0002



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Technische Daten

Messtechnische Parameter	
OIML-Klasse	E1
Konstruktion	
Material	Edelstahl
Gewicht	1,11 g
Nominalwert	1 mg - 500 mg
Anzahl der Stücke	12

## Kompatibel mit (Additional Fee)

Pinzetten

Pinself