



More information on the website
mirror.radwag.com/fr/info,w1,3BF

Le fil en acier, ensemble (1 mg - 500 mg), boîte plastique

OK-502-0002



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Paramètres Techniques

| Paramètres métrologiques | |
|--------------------------|------------------|
| Classe de précision OIML | E1 |
| Construction | |
| Matière | Acier inoxydable |
| Masse | 1,11 g |
| Valeur nominale | 1 mg - 500 mg |
| Quantité de pièces | 12 |

Compatible avec (Additional Fee)

Pince à épiler

Pinceaux