



More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,3BF

Paslanmaz elik tel, set (1 mg - 500 mg), plastik kutu

OK-502-0002



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler

OIML sınıfı E1

Konstrüksiyon

Malzeme Paslanmaz elik

Ağırlık 1,11 g

Nominal deęer 1 mg - 500 mg

Ağırlık miktarı 12

İle uyumlu (Additional Fee)

Cımbız

Fıralar