



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,3DP

Wzorzec masy klasy F1 - cylindryczny bez główki, bez jamy adiustacyjnej 20 g

OP-203-0116



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Klasa dokładności OIML	F1
Konstrukcja	
Materiał	Stal nierdzewna
Wartość nominalna	20 g

Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pincety

Pędzle