



More information on the website  
[mirror.radwag.com/fr/info,w1,3EP](http://mirror.radwag.com/fr/info,w1,3EP)

# Poids de la classe M1 - cylindrique - 20 kg

OP-403-0067



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Paramètres Techniques

| Paramètres métrologiques |                  |
|--------------------------|------------------|
| Classe de précision OIML | M1               |
| Construction             |                  |
| Matière                  | Acier inoxydable |
| Valeur nominale          | 20 kg            |

## Compatible avec (Additional Fee)

Pinceaux