



More information on the website
mirror.radwag.com/br/info,w1,3KF

ZR-04/1 Powerbank

WX-015-0329



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Ficha Técnica

Parâmetros elétricos	
Fonte de alimentação	Type-C: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A 60W (max) (ZR-04)
Parâmetros físicos	
Dimensões até dispositivo L x P x A	153×69×42 mm
Dimensões da embalagem L x P x A	230×190×80 mm
Peso líquido	645 g
Peso bruto	900 g



Compatível com (Additional Fee)

Microbalança para calibração de micropipetas XA 5Y.M.A.P
 Microbalança para calibração de micropipetas MYA 5Y.P
 Plataforma multifuncional C32
 Plataforma de pesagem C315
 Balança de precisão 5Y.PM

Ultra-Microbalança UYA 5Y
 Balança analítica AS 5Y
 Balança de precisão PS 5Y
 Balança de precisão PS R2.H
 Balança de precisão WTC

Microbalança para filtros MYA 5Y.F
Balança analítica AS X7
Microbalança XA 5Y.M.A
Balança de precisão WLC
Balança de precisão PS R2
Balança de precisão WLC X7
Terminal de pesagem PUE CY10
Plataforma Multifuncional CY10
Plataforma de pesagem C315.4
Balança de precisão C32.PM
Balança de precisão PS X7
Balança analítica XA 5Y.A

Balança de precisão CY10
Balança analítica para filtros XA 5Y.F
Balança de precisão WLY
Balança de precisão WLC C/2
Microbalança MYA 5Y
Balança de precisão PS R1
Balança analítica XA 5Y
Balança analítica AS R2 PLUS
Microbalança XA 5Y.M
Balança analítica AS R1 PLUS
Ultra-Microbalança para filtros UYA 5Y. F
Microbalança para pesagem de stents XA 5Y.M.A.S