



radwag.com



ZR-04/1 Powerbank

WX-015-0329

More information on the website
mirror.radwag.com/br/info,w1,3KF



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Ficha Técnica

Parâmetros elétricos	
Fonte de alimentação	Type-C: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A 60W (max) (ZR-04)
Parâmetros físicos	
Dimensões até dispositivo L x P x A	153x69x42 mm
Dimensões da embalagem L x P x A	230x190x80 mm
Peso líquido	645 g
Peso bruto	900 g



Compatível com (Additional Fee)

Microbalança para calibração de micropipetas XA 5Y.M.A.P
Microbalança para calibração de micropipetas MYA 5Y.P
Plataforma multifuncional C32
Plataforma de pesagem C315
Balança de precisão 5Y.PM

Ultra-Microbalança UYA 5Y
Balança analítica AS 5Y
Balança de precisão PS R2.H
Balança de precisão WTC
Balança de precisão CY10

Microbalança para filtros MYA 5Y.F	Balança analítica para filtros XA 5Y.F
Balança analítica AS X7	Balança de precisão WLY
Microbalança XA 5Y.M.A	Balança de precisão WLC C/2
Balança de precisão WLC	Microbalança MYA 5Y
Balança de precisão PS R2	Balança de precisão PS R1
Balança de precisão WLC X7	Balança analítica XA 5Y
!Terminal de pesagem PUE CY10	Balança analítica AS R2 PLUS
Plataforma Multifuncional CY10	Balança de precisão PS 5Y
Plataforma de pesagem C315.4	Microbalança XA 5Y.M
Balança de precisão C32.PM	Balança analítica AS R1 PLUS
Balança de precisão PS X7	Ultra-Microbalança para filtros UYA 5Y. F
Balança analítica XA 5Y.A	Microbalança para pesagem de stents XA 5Y.M.A.S