



More information on the website  
[mirror.radwag.com/br/info,w1,3KF](http://mirror.radwag.com/br/info,w1,3KF)

## ZR-04/1 Powerbank

WX-015-0329



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Ficha Técnica

Parâmetros elétricos	
Fonte de alimentação	Type-C: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A 60W (max) (ZR-04)
Parâmetros físicos	
Dimensões até dispositivo L x P x A	153×69×42 mm
Dimensões da embalagem L x P x A	230×190×80 mm
Peso líquido	645 g
Peso bruto	900 g



### Compatível com (Additional Fee)

Microbalança para calibração de micropipetas XA 5Y.M.A.P  
 Microbalança para calibração de micropipetas MYA 5Y.P  
 Plataforma multifuncional C32  
 Plataforma de pesagem C315  
 Balança de precisão 5Y.PM

Balança analítica AS 5Y  
 Balança de precisão PS 5Y  
 Balança de precisão PS R2.H  
 Balança de precisão WTC  
 Balança de precisão CY10

Microbalança para filtros MYA 5Y.F  
Balança analítica AS X7  
Microbalança XA 5Y.M.A  
Balança de precisão WLC  
Balança de precisão PS R2  
Balança de precisão WLC X7  
Terminal de pesagem PUE CY10  
Plataforma multifuncional CY10  
Plataforma de pesagem C315.4  
Balança de precisão C32.PM  
Balança analítica XA 5Y.A  
Ultra-Microbalança UYA 5Y

Balança analítica para filtros XA 5Y.F  
Balança de precisão WLY  
Balança de precisão PS X7  
Balança de precisão WLC C/2  
Microbalança MYA 5Y  
Balança de precisão PS R1  
Balança analítica XA 5Y  
Balança analítica AS R2 PLUS  
Microbalança XA 5Y.M  
Balança analítica AS R1 PLUS  
Ultra-Microbalança para filtros UYA 5Y. F  
Microbalança para pesagem de stents XA 5Y.M.A.S