



More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,3KF

ZR-04/1 Powerbank

WX-015-0329



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Technische Daten

Elektrische Parameter	
Stromversorgung	Type-C: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A 60W (max) (ZR-04)
Physikalische Parameter	
Abmessungen des Geräts	153×69×42 mm
Verpackungsgröße	230×190×80 mm
Nettogewicht	645 g
Bruttogewicht	900 g

Model: Baseus Ambilight 65W Power bank 30000 mAh



Kompatibel mit (Additional Fee)

Mikrowaage für Pipettenkalibrierung XA 5Y.M.A.P
 Mikrowaage für Pipettenkalibrierung MYA 5Y.P
 Multifunktionswaage C32

Palettenwaagen C315.4P
 Ultra-Mikrowaage UYA 5Y
 Analysenwaage AS 5Y

Plattformwaage C315
Präzisionswaage 5Y.PM
Mikrowaage für Filterwägung MYA 5Y.F
Waagen WLY für FPVO
Analysenwaage AS X7
Präzisionswaage PS X2
Analysenwaagen AS X2 PLUS
Waagen PS X7 für FPVO
Babywaage C315.D
Mikrowaage XA 5Y.M.A
Präzisionswaage WLC
Präzisionswaagen PS R2
Balkenwaagen C315.4P2
Präzisionswaage WLC X7
Waagen CY10 für FPVO
Waagen PS X2 für FPVO
Wägeterminal PUE CY10
Multifunktionswaage CY10
Plattformwaage C315.4
Präzisionswaage C32.PM
Präzisionswaage PS X7
Waagen WPY für FPVO
Analysenwaage XA 5Y.A

Waagen PS 5Y für FPVO
Präzisionswaage PS R2.H
Präzisionswaage WTC
Präzisionswaage CY10
Personenwaage C315.OW
Analysenwaage für Filter XA 5Y.F
Präzisionswaage WLY
Präzisionswaage WLC C/2
Mikrowaage MYA 5Y
Präzisionswaage PS R1
Analysenwaage XA 5Y
Analysenwaage AS R2 PLUS
Wägeterminal PUE C32
Wägeterminal PUE 7.1
Präzisionswaage PS 5Y
Mikrowaage XA 5Y.M
Wägeterminal PUE C315
Analysenwaage AS R1 PLUS
Ultra-Mikrowaage für Filter UYA 5Y.F
Bettenwaage C315.4B
Stuhlwaage C315.K
Mikrowaage für Stentwägung XA 5Y.M.A.S
Auffahrbettenwaage C315.8B