



More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,3KF](https://mirror.radwag.com/de/info,w1,3KF)

## ZR-04/1 Powerbank



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Technische Daten

Elektrische Parameter	
Stromversorgung	Type-C: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A 60W (max) (ZR-04)
Physikalische Parameter	
Abmessungen des Geräts	153×69×42 mm
Verpackungsgröße	230×190×80 mm
Nettogewicht	645 g
Bruttogewicht	900 g

Model: Baseus Ambilight 65W Power bank 30000 mAh



## Kompatibel mit

Mikrowaage für Pipettenkalibrierung XA 5Y.M.A.P  
 Mikrowaage für Pipettenkalibrierung MYA 5Y.P  
 Multifunktionswaage C32

Palettenwaagen C315.4P  
 Ultra-Mikrowaage UYA 5Y  
 Analysenwaage AS 5Y

Plattformwaage C315  
Präzisionswaage 5Y.PM  
Mikrowaage für Filterwägung MYA 5Y.F  
Waagen WLY für FPVO  
Analysenwaage AS X7  
Präzisionswaage PS X2  
Analysenwaagen AS X2 PLUS  
Waagen PS X7 für FPVO  
Babywaage C315.D  
Mikrowaage XA 5Y.M.A  
Präzisionswaage WLC  
Präzisionswaagen PS R2  
Balkenwaagen C315.4P2  
Präzisionswaage WLC X7  
Waagen CY10 für FPVO  
Waagen PS X2 für FPVO  
Wägeterminal PUE CY10  
Multifunktionswaage CY10  
Plattformwaagen C315.4  
Präzisionswaage C32.PM  
Präzisionswaage PS X7  
Waagen WPY für FPVO  
Analysenwaage XA 5Y.A

Waagen PS 5Y für FPVO  
Präzisionswaage PS R2.H  
Präzisionswaage WTC  
Präzisionswaage CY10  
Personenwaage C315.OW  
Analysenwaage für Filter XA 5Y.F  
Präzisionswaage WLY  
Präzisionswaage WLC C/2  
Mikrowaage MYA 5Y  
Präzisionswaage PS R1  
Analysenwaage XA 5Y  
Analysenwaage AS R2 PLUS  
Wägeterminal PUE C32  
Wägeterminal PUE 7.1  
Präzisionswaage PS 5Y  
Mikrowaage XA 5Y.M  
Wägeterminal PUE C315  
Analysenwaage AS R1 PLUS  
Ultra-Mikrowaage für Filter UYA 5Y.F  
Bettenwaage C315.4B  
Stuhlwaage C315.K  
Mikrowaage für Stentwägung XA 5Y.M.A.S  
Auffahrbettenwaage C315.8B