



More information on the website
mirror.radwag.com/fr/info,w1,3KF

Powerbank ZR-04/1



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Paramètres Techniques

Paramètres électriques	
Alimentation	Type-C: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A 60W (max) (ZR-04)
Paramètres physiques	
Dimensions d'appareil	153×69×42 mm
Dimensions de colis	230×190×80 mm
Masse nette	645 g
Masse brute	900 g

Model: Baseus Ambilight 65W Power bank 30000 mAh



Compatible avec

Microbalance pour étalonnage des pipettes XA 5Y.M.A.P
 Microbalance pour étalonnage des pipettes MYA 5Y.P
 Balance multifonctionnelle C32

Pèse-Palette C315.4P
 Ultra-Microbalance UYA 5Y
 Balance analytique AS 5Y

Balance étanche de rampe C315
Balance de précision 5Y.PM
Microbalance pour filtres MYA 5Y.F
Balances WLY pour CPP
Balance analytique AS X7
Balance de précision PS X2
Balances analytiques AS X2 PLUS
Balances PS X7 pour CPP
Balance pèse-bébé C315.D
Microbalance XA 5Y.M.A
Balance de précision WLC
Balance de précision PS R2
Pèse-Poutres C315.4P2
Balance de précision WLC X7
Balances CY10 pour CPP
Balances PS X2 pour CPP
Terminal de pesage PUE CY10
Balance multifonctionnelle CY10
Balance étanche de rampe C315.4
Balance de précision C32.PM
Balance de précision PS X7
Balances WPY pour CPP
Balance analytique XA 5Y.A

Balances PS 5Y pour CPP
Balance de précision PS R2.H
Balance de précision WTC
Balance de précision CY10
Balance pèse-personne C315.OW
Balance analytique pour filtres XA 5Y.F
Balance de précision WLY
Balance de précision WLC C/2
Microbalance MYA 5Y
Balance de précision PS R1
Balance analytique XA 5Y
Balance analytique AS R2 PLUS
Terminal de pesage PUE C32
Terminal de pesage PUE 7.1
Balance de précision PS 5Y
Microbalance XA 5Y.M
Terminal de pesage PUE C315
Balance analytique AS R1 PLUS
Ultra-microbalance pour filtres UYA 5Y.F
Balance lits C315.4B
Chaise Balance C315.K
Microbalance pour stents XA 5Y.M.A.S
Balance lits à rampes C315.8B