

## Powerbank ZR-04/1

WX-015-0329





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Paramètres Techniques

5 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	
Paramètres électriques	
Alimentation	Type-C: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A 60W (max) (ZR-04)
Paramètres physiques	
Dimensions d'appareil L x P x H	153×69×42 mm
Dimensions de colis L x P x H	230×190×80 mm
Masse nette	645 g
Masse brute	900 g

Model: Baseus Ambilight 65W Power bank 30000 mAh



## **Compatible avec (Additional Fee)**

Microbalance pour étalonnage des pipettes XA 5Y.M.A.P Microbalance pour étalonnage des pipettes MYA 5Y.P Balance multifonctionnelle C32

Balance analytique AS 5Y Balances PS 5Y pour CPP Balance de précision PS R2.H Balance étanche de rampe C315 Balance de précision 5Y.PM Microbalance pour filtres MYA 5Y.F Balances WLY pour CPP Balance analytique AS X7 Balances PS X7 pour CPP Balance pèse-bébé C315.D Microbalance XA 5Y.M.A Balance de précision WLC Balance de précision PS R2 Pèse-Poutres C315.4P2 Balance de précision WLC X7 Balances CY10 pour CPP Terminal de pesage PUE CY10 Balance multifonctionnelle CY10 Balance étanche de rampe C315.4 Balance de précision C32.PM Balance de précision PS X7 Balances WPY pour CPP Balance analytique XA 5Y.A Pèse-Palette C315.4P

Ultra-Microbalance UYA 5Y

Balance de précision WTC Balance de précision CY10 Balance pèse-personne C315.OW Balance analytique pour filtres XA 5Y.F Balance de précision WLY Balance de précision WLC C/2 Microbalance MYA 5Y Balance de précision PS R1 Balance analytique XA 5Y Balance analytique AS R2 PLUS Terminal de pesage PUE C32 Terminal de pesage PUE 7.1 Balance de précision PS 5Y Microbalance XA 5Y.M Terminal de pesage PUE C315 Balance analytique AS R1 PLUS Ultra-microbalance pour filtres UYA 5Y.F Balance lits C315.4B Chaise Balance C315.K Microbalance pour stents XA 5Y.M.A.S Balance lits à rampes C315.8B