



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,3KF

Powerbank ZR-04/1

WX-015-0329



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Parametry elektryczne	
Zasilanie	Type-C: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A 60W (max) (ZR-04)
Parametry fizyczne	
Wymiary urządzenia	153×69×42 mm
Wymiary opakowania	230×190×80 mm
Masa netto	645 g
Masa brutto	900 g

Model: Baseus Ambilight 65W Power bank 30000 mAh



Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Mikrowaga do kalibracji pipet XA 5Y.M.A.P
Mikrowaga do kalibracji pipet MYA 5Y.P
Waga wielofunkcyjna C32

Wagi paletowe C315.4P
Ultra-mikrowaga UYA 5Y
Waga analityczna AS 5Y

Waga platformowa C315
Waga precyzyjna 5Y.PM
Mikrowaga do filtrów MYA 5Y.F
Wagi WLY do KTP
Waga analityczna AS X7
Waga precyzyjna PS X2
Wagi analityczne AS X2 PLUS
Wagi PS X7 do KTP
Waga niemowlęca C315.D
Mikrowaga XA 5Y.M.A
Waga precyzyjna WLC
Waga precyzyjna PS R2
Wagi płozowe C315.4P2
Waga precyzyjna WLC X7
Wagi CY10 do KTP
Wagi PS X2 do KTP
Terminal wagowy PUE CY10
Waga wielofunkcyjna CY10
Waga platformowa C315.4
Waga precyzyjna C32.PM
Waga precyzyjna PS X7
Wagi WPY do KTP
Waga analityczna XA 5Y.A

Wagi PS 5Y do KTP
Waga precyzyjna PS R2.H
Waga precyzyjna WTC
Waga precyzyjna CY10
Waga osobowa C315.OW
Waga analityczna do filtrów XA 5Y.F
Waga precyzyjna WLY
Waga precyzyjna WLC C/2
Mikrowaga MYA 5Y
Waga precyzyjna PS R1
Waga analityczna XA 5Y
Waga analityczna AS R2 PLUS
Terminal wagowy PUE C32
Terminal wagowy PUE 7.1
Waga precyzyjna PS 5Y
Mikrowaga XA 5Y.M
Terminal wagowy PUE C315
Ultra-mikrowaga do filtrów UYA 5Y.F
Waga łózkowa C315.4B
Waga krzeselkowa C315.K
Mikrowaga do ważenia stentów XA 5Y.M.A.S
Waga łózkowa najazdowa C315.8B