



More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,300](https://mirror.radwag.com/de/info,w1,300)

# Prüfgewicht der F1 Klasse - Zylindergewicht mit Ringschraube - 250 kg - Holzkoffer

OP-201-0032



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Technische Daten

Messtechnische Parameter	
OIML-Klasse	F1
Konstruktion	
Material	Edelstahl
Nominalwert	250 kg

## Kompatibel mit (Additional Fee)

Pinsel