



More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,3Y5](https://mirror.radwag.com/de/info,w1,3Y5)

# Prüfgewicht der F1 Klasse - Knopfgewichte mit Justierkammer, Satz (1 mg - 1 kg), Kunststoff-Etui



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Technische Daten

| Messtechnische Parameter |             |
|--------------------------|-------------|
| OIML-Klasse              | F1          |
| Konstruktion             |             |
| Material                 | Edelstahl   |
| Gewicht                  | 2 111,11 g  |
| Nominalwert              | 1 mg – 1 kg |
| Anzahl                   | 25 St.      |

## Kompatibel mit

Pinzetten

Pinzel