



More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,3Y5](https://mirror.radwag.com/de/info,w1,3Y5)

# Prüfgewicht der F1 Klasse - Knopfgewichte mit Justierkammer, Satz (1 mg - 1 kg), Kunststoff-Etui

OK-202-0068



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Technische Daten

Messtechnische Parameter	
OIML-Klasse	F1
Konstruktion	
Material	Edelstahl
Gewicht	2 111,11 g
Nominalwert	1 mg – 1 kg
Anzahl	25 St.

## Kompatibel mit (Additional Fee)

Pinzetten

Pinzel