



More information on the website
mirror.radwag.com/es/info,w1,3Y5

Cilíndrico con cámara de ajuste, juego (1 mg - 1 kg), caja de plástico

OK-202-0068



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Datos técnicos

Parámetros metrológicos

Clase OIML F1

Construcción

Material Acero inoxidable

Masa 2 111,11 g

Valor nominal 1 mg – 1 kg

Número 25 pieza

Trabaja con (Additional Fee)

Pinzas

Cepillos