



More information on the website
[mirror.radwag.com/es/info,w1,3Y5](https://www.mirror.radwag.com/es/info,w1,3Y5)

Cilíndrico con cámara de ajuste, juego (1 mg - 1 kg), caja de plástico



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Datos técnicos

Parámetros metrológicos	
Clase OIML	F1
Construcción	
Material	Acero inoxidable
Masa	2 111,11 g
Valor nominal	1 mg – 1 kg
Número	25 pieza

Trabaja con

Pinzas

Cepillos