



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,3Y5](https://mirror.radwag.com/pl/info,w1,3Y5)

## Wzorce masy klasy F1, cylindryczne z jamą adiustacyjną, zestaw (1 mg - 1 kg), opakowanie plastikowe



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

### Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Klasa dokładności OIML	F1
Konstrukcja	
Materiał	Stal nierdzewna
Masa	2 111,11 g
Wartość nominalna	1 mg – 1 kg
Ilość	25 szt

### Pasuje do

Pincety

Pędzle