



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,40F

Wzorce masy klasy F1, cylindryczne bez jamy adiustacyjnej, zestaw (1 kg - 5 kg), opakowanie drewniane

OK-201-0069



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Klasa dokładności OIML	F1
Konstrukcja	
Materiał	Stal nierdzewna
Masa	10 000 g
Wartość nominalna	1 – 5 kg
Ilość	4 szt

Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pędzle