



More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,45X](https://mirror.radwag.com/de/info,w1,45X)

# Prüfgewichte der E2 Klasse, Stahldraht, Satz (1 mg - 500 mg), Holz-Etui

OK-101-0028



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Technische Daten

Messtechnische Parameter	
OIML-Klasse	E2
Konstruktion	
Material	Edelstahl
Gewicht	11,1 g
Nominalwert	1 mg - 500 mg
Anzahl der Stücke	12

## Kompatibel mit (Additional Fee)

Pinzetten

Pinself