



More information on the website  
[mirror.radwag.com/fr/info,w1,45X](https://mirror.radwag.com/fr/info,w1,45X)

# Le fil en acier, ensemble (1 mg - 500 mg), boîte en bois

OK-101-0028



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Classe de précision OIML	E2
Construction	
Matière	Acier inoxydable
Masse	11,1 g
Valeur nominale	1 mg - 500 mg
Quantité de pièces	12

## Compatible avec (Additional Fee)

Pince à épiler

Pinceaux