



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,45X

Wzorce masy klasy E2, drut stalowy, zestaw (1 mg - 500 mg), opakowanie drewniane

OK-101-0028



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

| Parametry metrologiczne | |
|-------------------------|-----------------|
| Klasa dokładności OIML | E2 |
| Konstrukcja | |
| Materiał | Stal nierdzewna |
| Masa | 11,1 g |
| Wartość nominalna | 1 mg - 500 mg |
| Ilość sztuk | 12 |

Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pincety

Pędzle