



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,46H

Pokrowiec materiałowy do wag analitycznych XA 5Y.A

WX-001-0443



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Opis

Wykonany z materiału, zabezpiecza obudowę wagi przed zakurzeniem, zabrudzeniem itp.

Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Mikrowaga do kalibracji pipet XA 5Y.M.A.P
Mikrowaga XA 5Y.M.A

Waga analityczna XA 5Y.A
Mikrowaga do ważenia stentów XA 5Y.M.A.S