



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,46H](http://mirror.radwag.com/pl/info,w1,46H)

## Pokrowiec materiałowy do wag analitycznych XA 5Y.A

WX-001-0443



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

### Opis

Wykonany z materiału, zabezpiecza obudowę wagi przed zakurzeniem, zabrudzeniem itp.

### Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Mikrowaga do kalibracji pipet XA 5Y.M.A.P  
Mikrowaga XA 5Y.M.A

Waga analityczna XA 5Y.A  
Mikrowaga do ważenia stentów XA 5Y.M.A.S