



More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,4B3

Prüfgewicht der F1 Klasse - Monoblock ohne Justierkammer - 1 g

OP-203-0084



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Technische Daten

Messtechnische Parameter

OIML-Klasse	F1
-------------	----

Konstruktion

Material	Edelstahl
----------	-----------

Nominalwert	1 g
-------------	-----

Kompatibel mit (Additional Fee)

Pinzetten

Pinself