



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,4B3

Wzorzec masy klasy F1 - cylindryczny, monoblok bez jamy adiustacyjnej 1 g

OP-203-0084



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Parametry metrologiczne

Klasa dokładności OIML	F1
------------------------	----

Konstrukcja

Materiał	Stal nierdzewna
----------	-----------------

Wartość nominalna	1 g
-------------------	-----

Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pincety

Pędzle