



More information on the website
mirror.radwag.com/it/info,w1,4CW

Piatto di pesata autocentrante per comparatori serie HRP 1000

WX-001-0137



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Caratteristiche generali

Il piatto di pesata autocentrante flottante è stato sviluppato per i comparatori serie HRP KO. Può essere installato al posto dei piatti di pesata standard. Il piatto flottante viene installato durante il montaggio del comparatore e va ordinato quindi insieme allo stesso e non può essere venduto separatamente.

Questo sistema è stato progettato per aiutare gli operatori a stabilizzare e livellare il peso che sia stato posizionato in maniera non perfettamente centrata. In aggiunta aiuta a laddove si debbano posizionare più pesi per comporre la massa di riferimento.

Compatibile con (Additional Fee)

HRP 5Y.KO Comparatore di massa manuale