

## Piatto di pesata autocentrante per comparatori serie HRP 1000

WX-001-0137





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Caratteristiche generali

Il piatto di pesata autocentrante flottante e stato sviluppato per i comparatori serieHRP KO. Puo essere installato al posto dei piatti di pesata standard. Il piatto flottante viene installato durante il montaggio del comparatore e va ordinat quindi insieme allo stesso e non puo essere venduto separatament.

Questo sistema e stato progettato per aiutare gli operatori a stabilizzare e livellare il peso che sia stato posizionato in maniera non perfettamente centrata. In aggiunta aiuta aiuta laddove si debbano posizionare piu pesi per comporre la massa di riferimento.

## **Compatibile con (Additional Fee)**

HRP 5Y.KO Comparatore di massa manuale