



radwag.com



HRP 1000 マスコンパレータ用自動センタリング計量 皿

WX-001-0137

More information on the website
mirror.radwag.com/ja/info,w1,4CW



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

概要

自動センタリング型のフローティング計量皿は、HRP KOコンパレーター用に設計されており、標準の計量皿と交換して使用できます。この「フローティング」計量皿は製造工程中に取り付けられるため、HRP KOコンパレーターの購入時に注文する必要があります。単体での販売は行われていません。

この計量皿は、偏置位置にある分銅の安定化と水平出しを補助するように設計されています。さらに、基準分銅の質量と等しい合計質量を持つ複数の分銅を、偏心した状態で適切に搭載することをサポートします。

互換性あり (Additional Fee)

HRP 5Y.KO 手動マスコンパレータ（質量比較器）