



More information on the website  
[mirror.radwag.com/fr/info,w1,4EU](https://mirror.radwag.com/fr/info,w1,4EU)

# Poids de classe M1, cylindrique à bouton, ensemble (1 g - 5 kg), boîte en bois

OK-401-0077



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Paramètres Techniques

### Paramètres métrologiques

Classe de précision OIML	M1
Masse	11 110 g
Valeur nominale	1 g – 5 kg
Nombre	16 pièces

## Compatible avec (Additional Fee)

Pinceaux