



More information on the website  
[mirror.radwag.com/tr/info,w1,4EU](http://mirror.radwag.com/tr/info,w1,4EU)

## Silindirik ağırlık seti (1 g - 5 kg), tahta kutuda



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Teknik Veriler

#### Metrolojik parametreler

OIML sınıfı	M1
Ağırlık	11 110 g
Nominal değer	1 g - 5 kg
Quantity	16 pcs

### İle uyumlu

Fırçalar