



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,4LE](https://mirror.radwag.com/pl/info,w1,4LE)

# Wzorzec masy klasy E2 - cylindryczny 100

**g**

OP-103-0044



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Dane techniczne

### Parametry metrologiczne

Klasa dokładności OIML	E2
------------------------	----

### Konstrukcja

Materiał	Stal nierdzewna
----------	-----------------

Wartość nominalna	100 g
-------------------	-------

## Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pincety

Pędzle