



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,53H](https://mirror.radwag.com/pl/info,w1,53H)

# Wzorzec masy klasy F1 - cylindryczny z oczkiem 100 kg - opakowanie drewniane

OP-201-0030



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Dane techniczne

### Parametry metrologiczne

Klasa dokładności OIML F1

### Konstrukcja

Materiał Stal nierdzewna

Wartość nominalna 100 kg

## Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pędzle