



More information on the website  
[mirror.radwag.com/tr/info,w1,53H](http://mirror.radwag.com/tr/info,w1,53H)

# F1 Kütle Standartı - silindirik ağırlıklar - 100 kg - tahta kutu

OP-201-0030



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Teknik Veriler

### Metrolojik parametreler

OIML sınıfı F1

### Konstrüksiyon

Malzeme Paslanmaz çelik

Nominal değer 100 kg

## İle uyumlu (Additional Fee)

Fırçalar