



More information on the website  
[mirror.radwag.com/tr/info,w1,57D](https://mirror.radwag.com/tr/info,w1,57D)

## Silindirik ağırlık seti (1 mg - 100 g), tahta kutuda

OK-501-0038



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Teknik Veriler

#### Metrolojik parametreler

OIML sınıfı E1

#### Konstrüksiyon

Malzeme Paslanmaz çelik

Ağırlık 211,11 g

Nominal değer 1 mg – 100 g

Quantity 21 adet

### İle uyumlu (Additional Fee)

Cımbız

Fırçalar