



More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,5AU](https://mirror.radwag.com/de/info,w1,5AU)

# Prüfgewicht der F2 Klasse - Knopfgewichte mit Justierkammer, Set (1 g - 5 kg), Holz-Etiu

OK-301-0033



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Technische Daten

| Messtechnische Parameter |            |
|--------------------------|------------|
| OIML-Klasse              | F2         |
| Konstruktion             |            |
| Material                 | Edelstahl  |
| Gewicht                  | 11 110 g   |
| Nominalwert              | 1 g – 5 kg |
| Anzahl                   | 16 St.     |

## Kompatibel mit (Additional Fee)

Pinzetten

Pinsel