



More information on the website
mirror.radwag.com/es/info,w1,5AU

Cilíndrico con cámara de ajuste, juego (1 g - 5 kg), caja de madera

OK-301-0033



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Datos técnicos

Parámetros metrológicos

Clase OIML F2

Construcción

Material Acero inoxidable

Masa 11 110 g

Valor nominal 1 g – 5 kg

Número 16 pieza

Trabaja con (Additional Fee)

Pinzas

Cepillos