



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,5AU

Wzorce masy klasy F2, cylindryczne z jamą adiustacyjną, zestaw (1 g - 5 kg), opakowanie drewniane



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Parametry metrologiczne

Klasa dokładności OIML F2

Konstrukcja

Materiał Stal nierdzewna

Masa 11 110 g

Wartość nominalna 1 g – 5 kg

Ilość 16 szt

Pasuje do

Pincety

Pędzle