



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,5AU](http://mirror.radwag.com/pl/info,w1,5AU)

# Wzorce masy klasy F2, cylindryczne z jamą adiustacyjną, zestaw (1 g - 5 kg), opakowanie drewniane

OK-301-0033



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Klasa dokładności OIML	F2
Konstrukcja	
Materiał	Stal nierdzewna
Masa	11 110 g
Wartość nominalna	1 g – 5 kg
Ilość	16 szt

## Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pincety

Pędzle