



More information on the website  
[mirror.radwag.com/tr/info,w1,5AU](https://mirror.radwag.com/tr/info,w1,5AU)

## F2 Kütle Standardı - ayar delikli silindirik ağırlıklar, set (1 g - 5 kg), tahta kutu

OK-301-0033



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Teknik Veriler

#### Metrolojik parametreler

OIML sınıfı F2

#### Konstrüksiyon

Malzeme Paslanmaz çelik

Ağırlık 11 110 g

Nominal değer 1 g – 5 kg

Quantity 16 adet

### İle uyumlu (Additional Fee)

Cımbız

Fırçalar