



# Poids de la classe M1 - cylindrique - 500 g

OP-403-0126

More information on the website  
[mirror.radwag.com/fr/info,w1,5G3](https://mirror.radwag.com/fr/info,w1,5G3)



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Classe de précision OIML	M1
Construction	
Matière	Acier inoxydable
Valeur nominale	500 g

## Compatible avec (Additional Fee)

Pinceaux

Pince à épiler