



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,5G3](https://mirror.radwag.com/pl/info,w1,5G3)

# Wzorzec masy klasy M1 - cylindryczny 500 g



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Klasa dokładności OIML	M1
Konstrukcja	
Materiał	Stal nierdzewna
Wartość nominalna	500 g

## Pasuje do

Pędzle

Pincety