



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,5G3

Wzorzec masy klasy M1 - cylindryczny 500

g

OP-403-0126



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Parametry metrologiczne

Klasa dokładności OIML	M1
------------------------	----

Konstrukcja

Materiał	Stal nierdzewna
----------	-----------------

Wartość nominalna	500 g
-------------------	-------

Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pędzle

Pincety