



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,5G3](https://mirror.radwag.com/pl/info,w1,5G3)

# Wzorzec masy klasy M1 - cylindryczny 500

## g

OP-403-0126



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Dane techniczne

### Parametry metrologiczne

Klasa dokładności OIML M1

### Konstrukcja

Materiał Stal nierdzewna

Wartość nominalna 500 g

## Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pędzle

Pincety